



### Fissaggio della testa Contour SPENCER® per spineboard

CODICE: 212.029L

su richiesta



### Descrizione del

L'innovativo sistema di fissaggio Contour di SPENCER® è stato progettato per garantire un'immobilizzazione ottimale della testa dei pazienti traumatizzati. Grazie al Contour, in combinazione con la tavola spinale e il collare cervicale, la stabilizzazione della colonna vertebrale è garantita in ogni momento e facilita l'evacuazione anche in terreni critici. La forma ideale sostiene il cranio in modo fisiologico e impedisce qualsiasi pressione sulla zona lesa. Inoltre, il sistema di fissaggio è dotato di gusci estremamente confortevoli, che contribuiscono al perfetto posizionamento e al fissaggio tramite una resistente chiusura in Velcro®. Le aperture per le orecchie sono state incorporate nei gusci per consentire gli esami e facilitare la comunicazione. Per la fabbricazione sono stati utilizzati materiali di alta qualità, che garantiscono una protezione contro l'acqua e i liquidi organici e un'ottima durata. La radiotrasparenza completa l'eccezionale sistema di fissaggio Contour di SPENCER®.

### Caratteristiche:

Immobilizzazione perfetta grazie all'innovativo sistema di fissaggio Contour

Il design anatomico impedisce qualsiasi pressione sulla zona lesa

Aperture laterali per la comunicazione e l'esame diretto da parte dei servizi di emergenza

L'eccellente lavorazione impedisce l'assorbimento di fluidi organici

### Dati tecnici

Colore: giallo

Materiale: polipropilene

Dimensioni base (L x P x A): 390 x 260 x 15 mm

Dimensioni cuscino (L x P x A): 132 x 235 x 160 mm

Intervallo di temperatura: da -20°C a +60°C

Peso: Base: 1,5 kg