



Flacone di ricambio per lavaggio oculare 500 ml

CODICE: 400.036

CHF 43.00 (CHF 46.50 IVA inclusa.)



Descrizione del

I flaconi per il lavaggio oculare con soluzione sterile di cloruro di sodio (0,9%) sono dotati di una coppa oculare dalla forma ergonomica e di un tappo antipolvere per una maggiore protezione. Il flacone da 500 ml è destinato all'uso singolo sul posto di lavoro e al rifornimento della stazione di lavaggio oculare e di emergenza.

Dati tecnici:

Tempo di risciacquo: 500 ml circa 5 minuti

Approvazione: DIN EN 15154-4